

ETL和UL的比较



众多原因促使客户愿意购买 Sievers*分析仪的产品并信赖我们的品牌，并且在仪器生产周期中，一贯树立满足用户得到最大利益的信念。在这当中，一个很重要的环节就是选择正确的产品测试厂商以及安全认证标志以确保符合各种强制产品安全标准。

Sievers 分析仪选择 Intertek 公司的 ETL SEMKO 部门并选用其公司 ETL 标志以示 Sievers 分析仪的产品符合各种规范。ETL 标志的授权、公司的优质服务、给客户带来的便利等等，是决定客户作出选择重要因素。

产品安全认证标志的重要性

每种行业都有一系列产品安全标准。在美国和加拿大，这些标准用来确保产品顺利通过独立的第三方检验机构的检验。只有收到通过测试的检验报告，并实施后续的监控措施，产品才得以认证，允许使用认证标志。

贴上认证标志是告知客户产品符合电子电器、气体安全标准一种最简单方法。当看到这些标志，说明该产品在使用时，不会对客户或客户周围环境造成安全危害。

什么是ETL标志?

ETL 标志是一种产品认证标志，类同与 UL (Underwriters Laboratories)、CSA (加拿大标准协

会) 等，表示产品符合国家标准规范。ETL 授权标志通常使用在产品包装和产品，来告知客户、消费者产品符合相应的安全标准，与 UL 标志一样，包括：

- 产品经过独立的、国家认可的测试实验室 OSHA 测试
- 已证明通过产品安全测试
- 产品生产商会对其生产过程进行周期性监控，控确保后续产品都符合标准规范

ETL 授权标志已广泛被生产商、零售商、分销商和有关主管部门 (AHJs) 承认及认可。

ETL和UL不同之处

不同之处主要体现在服务和速度上。和 Intertek 的合作确保更快推出新产品，Intertek 用更短的测试时间，它的测试时间只有其他同类公司的三分之一，这种快速和高效的服务节省公司和客户的费用。

关于Intertek

ETL SEMKO 是 Intertek 集团的一分公司。Intertek 是一家国际性检测和认证机构，拥有 273 个实验室和 521 个办公室，分布于全球 100 多个国家；提供产品安全、法规、质量和性能等方面评估认证服务。更多信息，请访问 www.intertek-etlsemko.com 网站。

扫二维码，
关注 Sievers 分析仪官方微信。



请访问以下网站并点击“联系我们”，查询当地代理：cn.sieversinstruments.com。

*苏伊士的商标，在一个或多个国家注册。

©2018 年苏伊士。版权所有。

300 00178 Rev C